

# ELECTROCARDIÓGRAFO NIHON KOHDEN MOD. ECG-9022 DE 3 E 6 CANAIS

Linde Gas Therapeutics

*Linde*

## Características:

- Modo automático e manual
- Gravação periódica
- Impressora de alta resolução para papel de 110 mm.
- Formato de impressão em 3, 4, 6 ou 12 canais em formato A4.
- Memória interna para 3200 ECG's.
- Transferência de dados via RS 232 ou modem para PC com programa ECG Viewer
- Modelo leve e compacto ( Formato A4 1,9 Kg ) com interpretação e medições de ECG.

 **NIHON KOHDEN**

