

ELECTROCARDIÓGRAFO NIHON KOHDEN MOD. ECG-9620 M 12 CANAIS

Linde Gas Therapeutics

Linde

Características:

- Modo automático e manual
- Gravação periódica
- Ecrã de alta resolução LCD monocromático 320 x 240 com visualização integral das 12 derivações, frequência cardíaca e informação do paciente.
- Impressora térmica de alta resolução para papel de 63 mm.
- Formato de impressão em 1, 2 ou 3 canais.
- Memória interna para 8 ECG's.
- Transferência de dados via RS 232 ou modem para PC com programa ECG Viewer ou directamente para outros modelos de electrocardiógrafos Nihon Kohden.
- Fornecido com kit YD-910 D (bateria incluída)

 **NIHON KOHDEN**

